

Datenblatt PEGASO™ Basic

HDCT



Abmessungen (L x B x H)	2090 x 2174 x 2319 mm
Gewicht	ca. 850 kg
Footprint	6,2 m ²
empfohlene minimale Raumgröße	30 m ²
empfohlene minimale Raumhöhe	3 m
Gantry-Öffnung	ca. 1226 mm
Stromanschluss	380 V
Röhrenstrom	≤180 mA
Amp	≤32 A
Leistung Röntgenstrahler	≤30 kW
Spannung Röntgenstrahler	≤150 kV
mAs pro Puls	0.15 - 4 mAs
Gantryrotation / Scan	variabel (100° / 360°)
Detektor	25 x 30 cm
automatischer Bewegungsausgleich	optional
SDD	regulierbar
FOV	regulierbar